



Kostenloser Erinnerungsservice für wichtige Termine

- Sicherheitstechnische und Messtechnische Kontrollen
- Wartungsintervalle für Druckminderer, Blutdruckmessgeräte
- Verfall von Sauerstoffflaschen, AED Batterien und Elektroden
- Auch für Fahrradergometer aller Fabrikate



Mess- und Sicherheitstechnische Kontrollen	Artikel-Nr.	Prüfungszeitraum
STK Defibrillator alt, Reizstromgerät je Einheit	903 / 904	1 Jahr
STK Saugereinheit Reizstrom	905	1 Jahr
STK AED-Defibrillator	906	2 Jahre
STK HF - Chirurgie Geräte (alle)	907	1 Jahr
STK medizinisch- elektrische Geräte (z. B. EKG, Sauganlagen, Spirometer, Überwachungsmonitore, Liegen, ...)	901	lt. Herstellerangaben oder 1 - 2 Jahre
DGUV V3 nicht-medizinische Geräte (Küchen- und Bürogeräte, EDV, ...)	902	2 Jahre
DGUV V3 - Steckdosenprüfung		2 Jahre
STK Infusomat / Perfusor	912	2 Jahre
MTK Ergometer	922	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser manuelle Geräte (1. Eichung nach 2 Jahren)	908	2 Jahre
MTK Blutdruckmesser elektronisch mit Protokoll	909	2 Jahre
MTK LZ-Blutdruckmessgerät (BOSO, Tonoport)	910	2 Jahre
MTK Ohrthermometer		1 Jahr
Spirometer/Kalibrierung	911	1 Jahr
Erst-Validierung Autoklav	921	bei Inbetriebnahme
Erst-Validierung RDG	923	bei Inbetriebnahme
Re-Validierung Autoklav	924	2 Jahre
Re-Validierung RDG	925	1 Jahr
Gebühren für Mietgeräte von Hubrich Medical	Artikel-Nr.	Zeitraum
EKG oder Sauganlage	913	Dauer der Reparatur
Autoklav / Vacuclav	914	Dauer der Reparatur
Folienschweißgerät	915	Dauer der Reparatur
Zentrifuge	916	Dauer der Reparatur
Langzeit BD	917	Dauer der Reparatur
Mikroskop	918	Dauer der Reparatur
Defibrillator auch AED	919	Dauer der Reparatur
Sauerstoff / Patronen / Eichung / Wartung	Artikel-Nr.	Prüfungszeitraum
Wartung Sauerstoff-Druckminderer	928	Datum lt. Aufkleber
Füllung von Sauerstoffflaschen aus unserem Mietvertrag	931	Datum lt. Aufkleber
Mietvertrag Sauerstoffflasche über 5 Jahre	930	
Vollentsalzungspatrone - Regeneration	920	
Baby-Waagen Eichung	929	
Montageservice z. B. für Spender		auf Anfrage

Service-Liste 2023

Bitte fordern Sie ein detailliertes Angebot für Ihre Praxis an!